

Catalogue Koalaa







Koalaa propose des prothèses de membres supérieurs innovantes, légères et ajustables, conçues pour offrir confort et fonctionnalité aux patients de tous âges.

Explorez notre catalogue pour découvrir des solutions flexibles adaptées à vos patients, avec l'expertise et le soutien de l'équipe Koalaa.

Le ALX	
Le Paww	
Le Joeyy	
Le ALX Jour 1	
Kitts d'ajustement	





Le ALX

Conçu pour les individus âgés de 3 ans et plus avec une différence ou une amputation au niveau du membre inférieur au coude ou au poignet.

Exemple de commande



ALX Blank

Manchon + manchette Pour avant-bras de 14 à 19 cm de circonférence

MPN	KA
Taille	9
Couleur	



ALX Dock

Unité de poignet + vis

MPN	KA5
Taille	S
Couleur	



Pandaa Black ALX Cover

Pour ALX vierge

MPN	KA9
Taille	S
Couleur	



Sangle de maintien

Pour un soutien supplémentaire de l'ajustement du manchon

MPN	KA24
Taille	Taille unique
Couleur	
Janet /	ALX
Pour écrire,	utiliser un stylet



Tel: 04 88 19 60 10

Fax: 04 42 29 50 43

Pack de mousse

Comprend une variété de mousses fermes, souples et en gel pour le ALX Blank

MPN	KA20
Taille	S
Couleur	



MPN	KA17
Taille	Taille unique
Couleur	



Prothèses
 Orthèses
 Positionnement
 Matériaux
 Machines






- A Circonférence de la partie la plus large du membre.
- B Circonférence de la partie la plus étroite du membre.
- C Longueur entre le pli du coude et l'extrémité du membre.
- N Longueur du bras opposé du pli du coude au milieu de la paume.

Utilisation de la mesure **A** (circonférence du membre) pour déterminer la taille de la pièce à usiner


Circonférence du membre	Taille vierge
14cm - 19cm	Petit
19cm - 25cm	Moyen
25cm - 33cm	Grand
33cm - 41cm	Très grand





Si vous coupez le manchon à la longueur du membre, utilisez la mesure **C**

Mesure C + 7cm



Si vous coupez la manche à pleine longueur, utilisez la mesure **N**

Mesure N - 1cm

En utilisant la mesure **C+7cm** (longueur du membre) ou **N-1cm** (longueur du bras opposé) pour déterminer la taille du quai

Taille de Blank	Longueur du dock (petit)	Longueur du dock (moyen)	Longueur du dock (grand)
Petit	11 - 31cm		
Moyen	25 - 37cm	17 - 25cm	11 - 17cm
Grand		29 - 37cm	11 - 29cm
Très grand			17 - 37cm

Utilisez la calculatrice en ligne ou les tableaux suivants pour déterminer la bonne taille du Blank et du Dock en fonction des mesures prises.

Calculateur de taille en ligne







ALX Blank

Manchon + manchette Pour avant-bras de 14 à 19cm de circonférence

MPN	KAl
Taille	S
Couleur	



ALX Blank

Manchon + manchette Pour avant-bras de 19 à 25cm de circonférence

MPN	KA2
Taille	М
Couleur	



ALX Blank

Manchon + manchette Pour avant-bras de 25 à 33cm de circonférence

MPN	КАЗ
Taille	L
Couleur	



ALX Blank

Manchon + manchette Pour avant-bras de 33 à 41cm de circonférence

MPN	KA4
Taille	XL
Couleur	



ALX Dock

Unité de poignet + vis

MPN	KA5
Taille	S
Couleur	



ALX Dock

Unité de poignet + vis

MPN	KA6
Taille	М
Couleur	



ALX Dock

Unité de poignet + vis

MPN	KA7
Taille	L
Couleur	



Panda Black **ALX Cover**

Pour ALX vierge

MPN	KA9 - KA12
Taille	S M L XL
Couleur	







Janet ALX

Pour écrire, utiliser un stylet ou des couverts

MPN **KA17** Taille Taille unique Couleur



Rushton ALX

Grande pince

MPN **KA18** Taille Taille unique Couleur



Amy ALX

Petite pince

MPN KA19 Taille Taille unique Couleur



Sarah ALX

Vélo, trottinette

MPN KA20 Taille Taille unique Couleur



Grace ALX

Pour guitare, ukulélé

KA21 MPN Taille Taille unique Couleur



Kitty ALX

Rotule (similaire à Janet)

MPN **KA22** Taille Taille unique Couleur



Nicole ALX

Équilibre, yoga

MPN **KA23** Taille Taille unique Couleur



Nicole Pro ALX

Yoga, port de poids

MPN KA26 Taille Taille unique Couleur



Sarah Pro ALX

Cyclisme sur route / professionnel

MPN KA27 Taille Taille unique Couleur



www.okosolution.fr

commandes@okosolution.com

Outils ALX





Joanie ALX

Lanceur de balles de tennis

MPN KA24
Taille Taille unique
Couleur



Joanie ALX

Lanceur de balles de tennis

MPN KA25
Taille Taille unique
Couleur







Adaptateur ALX (1/2 pouce 20)

1/2 pouce 20 convient à la norme américaine, y compris TRS

MPN KA13 Taille unique Taille

raille

Couleur

Couleur



Adaptateur ALX (3/8 pouce BSW)

3/8 pouces BSW s'adapte à la norme britannique, y compris Steeper

MPN KA14 Taille unique

Taille

Couleur





Adaptateur ALX (M10)

Compatible avec M10

MPN KA15
Taille Taille unique



Adaptateur ALX (M12)

S'adapte au M12 et est notre adaptateur à main cosmétique

MPN KA16

Taille unique

Taille

Couleur





ALX Cosmétique Mains





Enfant gauche Main cosmétique

Ajoutez un adaptateur (KA189) pour la station d'accueil / unité de poignet Koalaa

MPN **KCH1 - KCH66**

Taille S | M | L

Couleur Voir le livre de couleurs



Main gauche féminine Main cosmétique

Ajoutez un adaptateur (KA189) pour la station d'accueil / unité de poignet Koalaa

KCH133 - KCH198 MPN

Taille S|M|L

Couleur Voir le livre de couleurs



Homme gauche Main cosmétique

Ajoutez un adaptateur (KA189) pour la station d'accueil / unité de poignet Koalaa

KCH265 - KCH330 MPN

Taille S|M|L

Voir le livre de Couleur couleurs



Enfant droit Main cosmétique

Ajoutez un adaptateur (KA189) pour la station d'accueil / unité de poignet Koalaa

MPN KCH67 - KCH132

Taille SIMIL

Voir le livre de Couleur couleurs



Main droite féminine Main cosmétique

Ajoutez un adaptateur (KA189) pour la station d'accueil / unité de poignet Koalaa

KCH199 - KCH264 MPN

Taille S|M|L

Voir le livre de Couleur couleurs



MPN KCH331 - KCH396

Taille S|M|L

Voir le livre de Couleur

couleurs



Tel: 04 88 19 60 10

Fax: 04 42 29 50 43



Mâle

	Palm Circumference (cm)	Wrist Circumference (cm)	Middle Finger Length (cm)
Petit	19.5	16.5	7.8
Moyen	20	17.5	8
Grand	22	18	8.5
Très grand	23	19	8.8

Femelle

Petit	17.5	15	7.5
Moyen	18.5	15.5	7.5
Grand	20	17	8.5
Très grand	20.5	17.5	8.5

Enfant

Petit	14	12.5	5
Moyen	15.5	13	6
Grand	16	13.5	6.5



commandes@okosolution.com

www.okosolution.fr





Koalaa Grey ALX Cover

Pour ALX vierge

MPN KAC1 - KAC4

Taille S | M | L

Couleur



Skin Tone ALX Cover

Pour ALX vierge

MPN KCHC1 - KCHC88

Taille S | M | L

Couleur



Rare Rainbow ALX Cover

Pour ALX vierge

MPN KAC5 - KAC8

Taille S | M | L

Couleur





Safari Adventure ALX Cover

Pour ALX vierge

Couleur

MPN KAC9 - KAC12

Taille S | M | L





Snazzy Superhero ALX Cover

Pour ALX vierge

 MPN
 KAC13 - KAC16

 Taille
 S | M | L

Couleur





Dinourmous Dinos ALX Cover

Pour ALX vierge

MPN KAC17 - KAC20

Taille S | M | L

Couleur





Flower Power ALX Cover

Pour ALX vierge

MPN KAC21 - KAC24

Taille S | M | L

Couleur





Wildflower Meadow ALX Cover

Pour ALX vierge

MPN KAC25 - KAC28

Couleur

Taille




S | M | L

Tel: 04 88 19 60 10

Fax: 04 42 29 50 43



Choisissez la couleur qui correspond à n'importe quelle main cosmétique et à la couverture ALX & Paww






www.okosolution.fr



Conçu pour les personnes âgées de 3 ans et plus présentant des différences partielles au niveau de la main ou des doigts ou des amputations.







Petite pochette avec station d'accueil attachée

MPN	KP1
Taille	S
Couleur	



Pandaa Black **Paww Cover**

Pour Paww vierge

MPN	ка6
Taille	S
Couleur	



KP10 MPN Taille Taille unique Couleur







X - Mesurer la circonférence du poignet



Y - Mesurer la circonférence de la paume



Z - Mesurer la longueur du poignet à la paume

Tour de poignet (X)	Circonférence de la paume (Y)	Longueur de la paume (Z)	Taille des manches
7 - 13cm	7 - 14cm	3cm +	Petit
12 - 18cm	13 - 20cm	5cm +	Moyen
16 - 22cm	17 - 25cm	8cm +	Grand

Utilisez la calculatrice en ligne ou les tableaux suivants pour déterminer la taille correcte de Paww en fonction des mesures prises.

Calculateur de taille en ligne



Composants Paww





Paww + Dock

Housse avec station d'accueil attachée Consultez le tableau des tailles

MPN	KP1
Taille	S
Couleur	



Paww + Dock

Housse avec station d'accueil attachée Consultez le tableau des tailles

MPN	KP2
Taille	М
Couleur	



Paww + Dock

Housse avec station d'accueil attachée Consultez le tableau des tailles


MPN	KP3
Taille	L
Couleur	



Paww Dock

Quai de secours Pour Paww vierae

MPN	KP5
Taille	Taille unique
Couleur	



Pandaa Black Paww Cover


Pour Paww vierge

MPN	KP6 - KP8
Taille	S M L
Couleur	



Outils Paww





Janet Paww

Pour écrire, stylet, cuillère

MPN KP10

Taille Taille unique

Couleur



Rushton Paww

Grande pince

MPN KPII
Taille Taille unique
Couleur



Amy Paww

Petite pince

MPN KP12

Taille Taille unique

Couleur



Sarah Paww

Vélo, trottinette

MPN KP13

Taille Taille unique

Couleur



Grace Paww

Pour guitare, ukulélé

MPN KP14

Taille Taille unique

Couleur



Tel: 04 88 19 60 10

Fax: 04 42 29 50 43





Koalaa Grey Paww Cover

Pour Paww vierge

MPN KPC1 - KPC3 S | M | L

Couleur



Rare Rainbow Paww Cover

Pour Paww vierge

MPN KPC5 - KPC7

Taille S | M | L

Couleur





Safari Adventure Paww Cover

Pour Paww vierge

MPN KPC9 - KPC11

Taille S | M | L

Couleur





Snazzy Superhero Paww Cover

Pour Paww vierge

 MPN
 KPC13 - KPC15

 Taille
 S | M | L

Couleur





Dinourmous Dinos Paww Cover


Pour Paww vierge

MPN KPC17 - KPC19

Taille S | M | L

Couleur





Flower Power Paww Cover

Pour Paww vierge

MPN KPC21 - KPC23

Taille S | M | L

Couleur





Wildflower Meadow Paww Cover

Pour Paww vierge

MPN KPC25 - KPC27

Taille S | M | L

Couleur





Le Joeyy

Conçu pour les enfants de moins de 3 ans présentant des différences ou des amputations au niveau des membres inférieurs au niveau du coude ou de la main.



Joeyy Bumblebee

Pour tenir et saisir

MPN KJ1
Taille Taille unique
Couleur



Joeyy Dalmatian

Pour tenir et saisir

MPN KJ2

Taille Taille unique

Couleur



Joeyy Koala

Pour tenir et saisir

MPN KJ3
Taille Taille unique



Joeyy Sheep

Pour tenir et saisir

MPN KJ4

Taille Taille unique

Couleur



Joeyy Turtle

Pour tenir et saisir

Couleur

MPN KJ5
Taille Taille unique
Couleur





Rouleau de feutre intérieur

Feutre intérieur de rechange

MPN KC26

Taille Taille unique

Couleur



Prothèses
 Orthèses
 Positionnement
 Matériaux
 Machines

page 19



Le ALX Jour 1

Conçu pour être porté seulement 24 heures après une amputation sous le coude.



Exemple de commande



Jour 1 ALX Blanc

Manchettes + manchettes. Se référer au tableau des tailles

MPN	KD2
Taille	М
Couleur	



Jour 1 ALX Dock

Unité de poignet + vis

MPN	KD6
Taille	М
Couleur	



Jour 1 **Couverture ALX**

For Jour 1 ALX Blanc

MPN	KD10
Taille	М
Couleur	



Pack de mousse

Comprend une variété de mousses fermes, souples et en gel pour Jour 1 ALX Blanc

MPN	KC21
Taille	М
Couleur	



Adaptateur magnétique ALX

Adaptateur magnétique

MPN	KD13
Taille	Taille unique
Couleur	



Janet Jour 1 ALX

Pour écrire, utiliser un stylet ou des couverts

MPN	KD14
Taille	Taille unique
Couleur	



Prothèses
 Orthèses
 Positionnement
 Matériaux
 Machines

page 20





Jour 1 ALX Blanc

Manchettes + manchettes. Se référer au tableau des tailles

MPN	KDl
Taille	S
Couleur	



Jour 1 ALX Blanc

Manchettes + manchettes. Se référer au tableau des tailles

MPN	KD2
Taille	М
Couleur	



Jour 1 ALX Blanc

Manchettes + manchettes. Se référer au tableau des tailles

MPN	KD3
Taille	L
Couleur	



Jour 1 ALX Blanc

Manchettes + manchettes. Se référer au tableau des tailles

MPN	KD4
Taille	XL
Couleur	



Jour 1 ALX Dock

Unité de poignet + vis

MPN	KD5
Taille	S
Couleur	



Jour 1 ALX Dock

Unité de poignet + vis

MPN	KD16
Taille	М
Couleur	



Tel: 04 88 19 60 10

Fax: 04 42 29 50 43

Jour 1 ALX Dock

Unité de poignet + vis

MPN	KD7
Taille	L
Couleur	



Jour 1 Outils ALX





Adaptateur magnétique ALX

Adaptateur magnétique

MPN KD13

Taille Taille unique

Couleur



Janet Jour 1 ALX

Pour écrire, utiliser un stylet ou des couverts

MPN KD14

Taille Taille unique

Couleur





Couvertures ALX du jour 1





Jour 1 Couverture ALX

For Jour 1 ALX Blanc

MPN	KD9
Taille	3
Couleur	



Jour 1 Couverture ALX

For Jour 1 ALX Blanc

MPN	KD10 M
Taille	M
Couleur	



Jour 1 Couverture ALX

For Jour 1 ALX Blanc

MPN	KD11
Taille	L
Couleur	



Jour 1 Couverture ALX

For Jour 1 ALX Blanc

MPN	KD12
Taille	XL
Couleur	



Consommables

Consommables essentiels tels que la mousse, le velcro et les pièces de rechange pour l'entretien et le confort.



Pack de mousse

Comprend une variété de mousses fermes, souples et en gel pour les petits ALX ou les ALX Blanc du jour 1

MPN	KC20
Taille	S
Couleur	



Pack de mousse

Comprend une variété de mousses fermes, souples et en gel pour les petits ALX ou les ALX Blanc du jour 1

MPN	KC21
Taille	М
Couleur	



Pack de mousse

Comprend une variété de mousses fermes, souples et en gel pour les petits ALX ou les ALX Blanc du jour 1

MPN	KC22
Taille	L
Couleur	



Pack de mousse

Comprend une variété de mousses fermes, souples et en gel pour les petits ALX ou les ALX Blanc du jour 1

MPN	KC23
Taille	XL
Couleur	



Ferme 38x50mm

Mousse intérieure pour manchon ALX et Day 1

MPN	кс6
Taille	38 x 50mm
Couleur	



Ferme 44x50mm

Mousse intérieure pour manchon ALX et Day 1


MPN	KC7
Taille	44 x 50mm
Couleur	



Ferme 58x50mm

Mousse intérieure pour manchon ALX et Day 1

MPN	KC8
Taille	58 x 50mm
Couleur	



Ferme 78x50mm


Mousse intérieure pour manchon ALX et Day 1

MPN	кс9
Taille	78 x 50mm
Couleur	



Consommables







Consommables





Lot de 3 Mousse à outils

Pour contenir une variété d'objets

MPN KC1
Taille S|M|L
Couleur



Mousse pour outils

0.05cm dia. hole, 6cm length Pour contenir une variété d'objets


MPN KC2
Taille S
Couleur



Mousse pour outils

0.1cm dia. hole, 6cm length Pour contenir une variété d'objets

MPN	KC3
Taille	М
Couleur	



Mousse pour outils

0.15cm dia. hole, 6cm length Pour contenir une variété d'objets

MPN	KC4
Taille	L
Couleur	



Vis de quai

Vis de rechange pour station d'accueil / poignet Koalaa

MPN	KC5
Taille	Taille unique
Couleur	



Sangle de maintien

Pour un soutien supplémentaire de l'ajustement du manchon

MPN	KC24
Taille	Taille unique
Couleur	



Rouleau Velcro

Pour une assistance supplémentaire avec Sarah ALX et Sarah Paww

MPN	KC25
Taille	Taille unique
Couleur	



Paww Janet Balle en mousse

Pour contenir une variété d'objets

MPN	KC27
Taille	Taille unique
Couleur	





Kitt Sac

Sac pour transporter les composants Koalaa

MPN	KE1
Taille	S
Couleur	



Kitt Sac

Sac pour transporter les composants Koalaa

MPN	KE2
Taille	М
Couleur	



Kitt Sac

Sac pour transporter les composants Koalaa

MPN	KE3
Taille	L
Couleur	



Ciseaux

Equipement de montage

MPN	KE4
Taille	Taille unique
Couleur	



Crayon à craie

Equipement de montage


MPN	KE5
Taille	Taille unique
Couleur	



Tournevis

Equipement de montage

MPN	KE6
Taille	Taille unique
Couleur	



Tournevis

Equipement de montage

MPN	KE7
Taille	Taille unique
Couleur	



Mètre à ruban

Equipement de montage

MPN	KE8
Taille	Taille unique
Couleur	



Sac fourre-tout Koala

Equipement de montage

MPN	KE9
Taille	Taille unique
Couleur	



Sac à outils

Equipement de montage

MPN	KE10
Taille	Taille unique
Couleur	



Tel: 04 88 19 60 10

Fax: 04 42 29 50 43

Démo Kitt

Sac de démonstration équipé des pochettes ALX, Paww et Joeyy préfabriquées à des fins de démonstration.

MPN KK1

Taille Taille unique

Couleur



Inclus dans Kitt



Le ALX

Manchon ALX entièrement construit avec station d'accueil et housse incluses

Quantité 1
Taille M
Couleur



Janet ALX

Pour écrire, utiliser un stylet ou des couverts

Quantité 1
Taille Taille unique

Couleur



Le Paww

Paww avec quai et couverture inclus

Quantité 1
Taille Taille unique
Couleur



Janet Paww

Pour écrire, stylet, cuillère

Quantité 1

Taille Taille unique

Couleur



Joeyy

Pour tenir et saisir

Quantité 1

Taille Taille unique

Couleur



www.okosolution.fr



The ALX **Fitting Kitt**

Sac de clinique contenant tous les articles essentiels pour installer un Koalaa ALX pour les utilisateurs âgés de 3 ans et plus présentant des différences ou des amputations des membres sous le coude ou au niveau du poignet.

MPN KK2 Taille Taille unique Couleur



Inclus dans Kitt



ALX Blanc

Sleeve gauntlet + cuff Refer to size chart

Quantité Taille S|M|L Couleur



ALX Dock

Wrist unit

Ouantité 3 Taille S|M|L Couleur



ALX Cover

Pour ALX vierge

Quantité Taille S|M|L Couleur



Sangle de maintien

Pour un soutien supplémentaire de l'ajustement du manchon

Quantité Taille Taille unique Couleur



Pack de mousse

Comprend une variété de mousse ferme, souple et en gel Pour ALX vierge

Quantité Taille S | M | L Couleur



Tool Kitt

Comprend un ruban à mesurer, des ciseaux, un tournevis et une vis de fixation

Quantité

Taille Taille unique



Prothèses
 Orthèses
 Positionnement
 Matériaux
 Machines

Couleur

page 29



Janet ALX

Pour écrire, utiliser un stylet ou des couverts

Quantité 1

Taille Taille unique

Couleur



Rushton ALX

Grande pince

Quantité 1

Taille Taille unique

Couleur





Amy ALX

Petite pince

Quantité 1

Taille Taille unique

Couleur



Grace ALX

Pour guitare, ukulélé

Quantité 1

Taille Taille unique

Couleur





Sarah ALX

Vélo, trottinette

Quantité 1

Taille Taille unique

Couleur



Kitty ALX

Rotule (similaire à Janet)

Quantité

Taille Taille unique

Couleur





Nicole ALX

Équilibre, yoga

Quantité 1

Taille Taille unique

Couleur



Lot de 3 Mousse à outils

Pour contenir une variété d'objets

Quantité

Taille

S|M|L

Couleur





www.okosolution.fr



The Paww **Fitting Kitt**

Sac de clinique contenant tous les articles essentiels pour équiper un Koalaa Paww pour les utilisateurs âgés de 3 ans et plus présentant des différences ou des amputations partielles des membres de la main ou des doigts.

MPN KK3 Taille Taille unique Couleur



Inclus dans Kitt



Paww Blanc

Housse avec station d'accueil attachée Consultez le tableau des tailles

Quantité 3 Taille S|M|L Couleur



Paww Dock

Pour Paww vierge

Ouantité 3 Taille S|M|L Couleur



Janet Paww

Pour écrire, utiliser un stylet ou des couverts

3 Quantité Taille S|M|L Couleur



Rushton Paww

Grande pince

Quantité Taille Taille unique Couleur



Amy Paww

Petite pince

3 Quantité Taille S | M | L Couleur



Sarah Paww

Vélo, trottinette

Quantité Taille Taille unique Couleur



Prothèses
 Orthèses
 Positionnement
 Matériaux
 Machines

page 31





Grace Paww

Comprend un ruban à mesurer, des ciseaux, un tournevis et une vis de fixation

Quantité

Taille Inique

Couleur



Tool Kitt

Comprend un ruban à mesurer, des ciseaux, un tournevis et une vis de fixation

Quantité

Taille Taille unique

Couleur



Lot de 3 Mousse à outils

Pour contenir une variété d'objets

Quantité

Taille

S|M|L

Couleur





OKO SOLUTION

Tel: 04 88 19 60 10

Fax: 04 42 29 50 43





The Joeyy **Fitting Kitt**

Sac de clinique comprenant tous les articles nécessaires pour installer un Koalaa Joeyy pour les utilisateurs de moins de 3 ans présentant des différences au niveau des membres sous le coude ou au niveau partiel de la main.

KK4 MPN Taille Taille unique



Inclus dans Kitt

Couleur



Joeyy **Bumblebee**

Pour tenir et saisir

Quantité Taille Taille unique Couleur





Joeyy **Dalmatian**

Pour tenir et saisir

Ouantité Taille Taille unique Couleur



Joeyy Koala

Pour tenir et saisir

Quantité Taille Taille unique Couleur



Joeyy Sheep

Pour tenir et saisir

Quantité Taille Taille unique Couleur



Tel: 04 88 19 60 10

Fax: 04 42 29 50 43

Joeyy Turtle

Pour tenir et saisir

Quantité Taille Taille unique Couleur




Inner Felt Roll

Pour tenir et saisir

Quantité Taille Taille unique Couleur











The Day 1 ALX **Fitting Kitt**

Sac de clinique équipé de tous les éléments nécessaires pour s'adapter à un Koalaa Day 1 ALX pour les utilisateurs ayant subi une amputation sous le coude, conçu pour être porté 24 heures après l'amputation.

MPN KK4 Taille Taille unique



Inclus dans Kitt

Couleur

Jour 1 ALX Blanc

Pour tenir et saisir

Quantité Taille ΜļL Couleur



Jour 1 ALX Dock

Pour tenir et saisir

Quantité 3 Taille S|M|L Couleur



Jour 1 **Couverture ALX**

Pour tenir et saisir

Quantité Taille ΜIL Couleur



Pack de mousse

Pour tenir et saisir

Quantité Taille Taille unique Couleur



Adaptateur magnétique ALX

Pour tenir et saisir

Quantité Taille Taille unique Couleur



Janet Jour 1 ALX

Pour tenir et saisir

2 Quantité Taille Taille unique Couleur



Prothèses
 Orthèses
 Positionnement
 Matériaux
 Machines

page 35



Ditributeur exclusif des produits



pour la France & les DROM-COM